

# ETI-STAR



Το ETI STAR προσφέρει αυτοματοποίηση μικροπλακών για τα εργαστήρια μέσου όγκου και υψηλού όγκου. Διαθέτει δύο μικροπλάκες και μπορούν ταυτόχρονα να υποβληθούν σε επεξεργασία έως και 6 αναλύσεις. Όταν υπάρχει η ανάγκη μεγαλύτερου αριθμού εξετάσεων ταυτόχρονα τότε μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 4 συστήματα και να ελεγχθούν από ένα απλό PC που χρησιμοποιεί λειτουργικό

Windows®. Το ETI STAR γεφυρώνει εργαστήρια μέσου και μεγάλου φόρτου εργασίας με ευελιξία χωρίς όρια.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέχρι τέσσερα ανεξάρτητα συστήματα σε ένα μόνο PC που χρησιμοποιεί λειτουργικό Microsoft Windows® 98.
- Ολική αυτοματοποίηση – Αραίωση δειγμάτων, διανομή δειγμάτων και αντιδραστηρίων, επώαση με ανάδευση, πλύση και ανάγνωση.
- Ανοιχτό σύστημα με εύκολο και ευέλικτο προγραμματισμό.
- Διαχείριση 2 μικροπλακών των 96 βοθρίων για μέχρι 6 αναλύσεις ανά συνεδρία.
- Χρησιμοποιεί τα κοινά σωληνάρια δειγματοληψίας (χωρητικότητα 96 σωλήνων).
- Διανομή των δειγμάτων και αντιδραστηρίων με μεταλλική πλενόμενη βελόνα (επιστρωμένη με τεφλόν) ή με tips (ρύγχη μιας χρήσης).
- Ποιοτικές και ποσοτικές εξετάσεις.
- Προγραμματισμός και αποθήκευση μέχρι 500 πρωτόκολλα.
- Πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου με γραφικές παραστάσεις Levey - Jennings.
- Αμφίδρομη επικοινωνία.